

Microscopio Polarizzato Leitz

Microscopio polarizzato per impieghi in ambito industriale e di ricerca completo di propria valigetta contenente le ottiche intercambiabili e tutto il set di filtri per il sistema polarizzato.

Lo strumento monta obiettivi con innesto a baionetta, il corredo ottico dello strumento a nostra disposizione è composto da obiettivi 5x, 10x, 20x, 50x, 100x.


Inoltre il sistema è completo di analizzatore girevole, lamine λ e con tavolino girevole 360°. La testa binoculare è munita di terza uscita per l'applicazione di telecamere analogiche e digitali così da poter documentare le osservazioni al microscopio.



Immagine dello strumento descritto

Configurazione strumento:

- Stativo standard
- Oculari 10x
- Obiettivi 5x, 10x, 20x, 50x, 100x
- polarizzatore
- lamine λ
- analizzatore girevole
- tavolino girevole 360°
- valigetta porta obiettivi
- set di filtri



esempio di immagine acquisita con fotocamera digitale al microscopio POL